


איכות ההקשיה באור היא קריטית להצלחתן של פרוצדורות רבות

SmartLite® Pro


מנורת הקשיה לד מודולרית תיתן לך ביטחון ואמינות בהקשיה

SmartLite® Pro הינה מנורת הקשיה בעלת עיצוב ייחודי עם טיפים להחלפה עבור מגוון רחב של אינדיקציות

Curing Light



SmartLite® Pro



Competitor

איכות ההקשיה

טיפ מנורת לד רחב ועוצמתי - מורכב מארבע מנורות שמספקות כיסוי בקוטר 10 מ"מ - מבטיח כיסוי מלא של כל איזור ההקשיה.

עוצמה גבוהה - הקרינה הממוצעת הינה 1250 mW/cm²


SmartLite® Pro	Competitor A	Competitor B	Competitor C	Irradiance (mW/cm²)
10 mm	6.6 mm	9.0 mm	7.3 mm	



Transillumination

רב תכליתי

טיפ טרנסלומינציה - עוזר באבחון עששת אינטרפרוקסלימית, להעריך סדקים ומאיר חללי גישה אנדודנטיים. העיצוב המתוחכם של הטיפ כולל תפוקת אור ממוקדת של 1 מ"מ.



עיצוב ארגונומי

עיצוב ארגונומי - מאפשר להגיע בקלות לשחזורים באזורים האחוריים



- הערכה כוללת:
- טיפ הקשיה
 - טיפ טרנסלומינציה
 - 2 סוללות
 - בסיס טעינה

מחיר השקה ₪ 6490.00



Radiometer

האם מכשיר ההקשיה שלך נותן עוצמה מספקת?

- מערכת לבדיקת עוצמת האור של SmartLite® Pro מאפשרת ביטחון ושקט נפשי
- בסיס טעינה רב שימושי בעל עיצוב מודרני - עם סוללה נוספת
- טיפים עם חיבור מהיר ובעלי סיבוב של 360 מעלות - קלים להחלפה ומגיעים לכל נקודה בפה